

# ニッコバン®

# TAPING METHOD

## 新しいテーピングの時代が始まる

「ニッコバン テーピングメソッド」は、テーピングの常識を変える新しいアプローチです。人体構造医学に基づくエビデンスをもとに、独自に開発した製品を使用して設計されたこのオリジナルメソッドは、日常生活やスポーツなど、さまざまなシーンでのサポートに最適です。ぜひ、革新的なテーピングの力を体感してください。

## KINETAPE キネテープシリーズ

全3タイプ

固定



### SCHIENE

シーネテープ

「副木（そえぎ）」としての役割を果たす、固定に特化した非伸縮性テープです。従来のホワイトテープとは異なり、固定の常識を覆す強力な固定力を提供します。



業界初  
強固定



No.38 (38mm×5m×2巻)



### STRETCH & LOCK

ストレッチ&ロック

強撚糸を使用した高強度のキネシオロジーテープ。患部の圧迫やサポートだけでなく、激しい動きや強い負荷にも対応する頼れるテープです。



No.50 (50mm×3.5m×6巻)  
No.75 (75mm×3.5m×4巻)  
No.100 (100mm×3.5m×3巻)



ストレッチ



### STRETCH

ストレッチテープ

通気性と適度な伸縮性を兼ね備え、怪我の治療や予防、パフォーマンス向上にも幅広く活用できるキネシオロジーテープ。手で簡単に切れるため、ハサミ不要でスムーズに使用できます。



No.50 (50mm×5m×6巻)  
No.75 (75mm×5m×4巻)  
No.100 (100mm×5m×3巻)



お問合せ

 日廣薬品株式会社

〒155-0031 東京都世田谷区北沢 4-15-1  
TEL: 03-3468-1311 FAX: 03-3466-7833  
E-MAIL: daihyo@nikkoban.jp

テーピングメソッドを習得できるプロフェッショナル向けのクラスを開催しています。詳しくはオフィシャルサイトのフォームからお問合せください。

